

GEF Medica

Bacinella Reniforme Aisi 202 Alta 800 Ml - 250 Mm

Codice GEF (SKU) **37866**

BACINELLA RENIFORME AISI 202 ALTA 800 ml - 250 mm — prodotto
medicale professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BACINELLA RENIFORME AISI 202 ALTA 800 ml - 250 mm — prodotto medicale professionale.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37866



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697