



Provetta 1

2 varianti

Codice GEF (SKU) **37902**

EAN / GTIN **8023279379020**

Confezione **1**

Provette in polistirene graduate. - Dimensioni: 12x75 mm - 5 ml cilindrica, senza bordo Confezione da 4.000 pezzi (16 confezioni da 250 pz. cad.)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
37902	12x75 mm - 5 ml - cilindrica senza bordo	8023279379020	1
37903	13x75 mm - 5 ml - cilindrica senza bordo	8023279379037	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279379020

CODICE GEF

37902



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697