



PROVETTA 16x100 mm cilindrica con bordo

Codice GEF (SKU) **37912**

EAN / GTIN **8023279379129**

Confezione **1**

Provette in polistirene graduate. - Dimensioni: 16x100 mm - 10 ml
cilindrica, con bordo Confezione da 2.000 pezzi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279379129

CODICE GEF

37912



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697