



## PROVETTA 16x100 mm conica con bordo

Codice GEF (SKU) **37913**

EAN / GTIN **8023279379136**

Confezione **1**

Provette in polistirene graduate. - Dimensioni: 16x100 mm - 10 ml  
conica, con bordo Confezione da 2.000 pezzi

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279379136**

CODICE GEF

**37913**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697