



Provetta 5 ml - Cilindrica - 12x86 Mm - Polipropilene - Sterile

Codice GEF (SKU) **37918**

EAN / GTIN **8023279379181**

Provetta 5 ml - cilindrica - 12x86 mm Provette sterili Provette in Polipropilene Provette versatili con tappo rosso per contrassegnare la sterilità delle provette. Tutte le provette sono dotate di uno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Provetta 5 ml - cilindrica - 12x86 mm Provette sterili Provette in Polipropilene Provette versatili con tappo rosso per contrassegnare la sterilità delle provette. Tutte le provette sono dotate di uno spazio in cui scrivere. Sterilizzazione con raggi beta.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279379181

CODICE GEF

37918



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697