



Provetta 10 Ml - Cilindrica - 16x100 Mm - Polipropilene - Sterile

Codice GEF (SKU) **37919**

EAN / GTIN **8023279379198**

Provetta 10 ml - cilindrica - 16x100 mm Provette sterili Provette in Polipropilene Provette versatili con tappo rosso per contrassegnare la sterilità delle provette. Tutte le provette sono dotate di u

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Provetta 10 ml - cilindrica - 16x100 mm Provette sterili Provette in Polipropilene Provette versatili con tappo rosso per contrassegnare la sterilità delle provette. Tutte le provette sono dotate di uno spazio in cui scrivere. Sterilizzazione con raggi beta.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279379198

CODICE GEF

37919



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697