



Provetta 5 Ml - Cilindrica - 12x86 Mm - Polipropilene - Sterile

Codice GEF (SKU) 37920

Provette in polipropilene - sterili - Provetta 5 ml - cilindrica - 12x86 mm - conf. da 1.500 Provette versatili con tappo rosso per contrassegnare la sterilità delle provette. Tutte le provette sono dotate di uno spazio in cui scrivere. Sterilizzazione con raggi beta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Provette in polipropilene - sterili
- Provetta 5 ml
- cilindrica
- 12x86 mm
- conf. da 1.500
- Provette versatili con tappo rosso per contrassegnare la sterilità delle provette.
- Tutte le provette sono dotate di uno spazio in cui scrivere.
- Sterilizzazione con raggi beta.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37920



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697