

Provetta 10 Ml - Cilindrica - 16x100 Mm - Polistirene - Sterile

Codice GEF (SKU) **37924**

EAN / GTIN **8023279379242**

Provetta 10 ml - cilindrica - 16x100 mm Provette sterili Provette in Polistirene Provette versatili con tappo rosso per contrassegnare la sterilità delle provette. Tutte le provette sono dotate di uno

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Provetta 10 ml - cilindrica - 16x100 mm Provette sterili Provette in Polistirene Provette versatili con tappo rosso per contrassegnare la sterilità delle provette. Tutte le provette sono dotate di uno spazio in cui scrivere. Sterilizzazione con raggi beta.


DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279379242

CODICE GEF

37924



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697