




# Tappo per Provette Diametro 1

3 varianti

Codice GEF (SKU) 37930

EAN / GTIN 8023279379303

Confezione 1

Tappo per provette Ø 12 mm Tappi in polietilene, colore neutro.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | DIMENSIONE | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|------------|---------------|------------|
| 37930            | 12 mm      | 8023279379303 | 1          |
| 37931            | 13 mm      | 8023279379310 | 1          |
| 37932            | 16 mm      | 8023279379327 | 1          |

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
8023279379303

CODICE GEF  
37930



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697