



Microprovetta

Dispositivo medico

Classe A

3 varianti

Codice GEF (SKU) 37940

EAN / GTIN 8023279379402

Confezione 1

Microprovetta 0,5 ml conf. da 16.000 (16 buste da 1000) Microprovette graduate in polipropilene. Uso con una sola mano, colore neutro, area satinata e chiusura perfetta.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
37940	0,5 ml - conica	8023279379402	1
37941	1,5 ml - conica	8023279379419	1
37942	2,0 ml - conica	8023279379426	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

A

CND

W050301020102

EAN / GTIN

8023279379402

CODICE GEF

37940

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697