



Pipetta Pasteur

2 varianti

Codice GEF (SKU) 37950

EAN / GTIN 8023279379501

Confezione 1

Pipette Pasteur 1 ml In polietilene. Confezione da 5000 (10 scatole da 500 pezzi).

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
37950	1 ml	8023279379501	1
37951	3 ml	8023279379518	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279379501

CODICE GEF

37950



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697