



Pipetta Pasteur

2 varianti

Codice GEF (SKU) 37953

EAN / GTIN 8023279379532

Confezione 1

Pipette Pasteur 1 ml - sterili In polietilene, confezionate singolarmente in peel-pack. Confezione da 1000

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
37953	1 ml - sterile	8023279379532	1
37954	3 ml - sterile	8023279379549	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279379532

CODICE GEF

37953



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697