



Provetta per Centrifuga Conica Non Sterile

Dispositivo medico

Classe A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 37960

EAN / GTIN 8023279379600

Confezione 1

Provette per centrifughe in polipropilene - graduate con tappo Provetta 15 ml - conica - 17x120 mm Conf. da 1.700 Non sterili Tutte le provette hanno un'area in cui scrivere e un tappo a vite.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CAPACITÀ	EAN	CONFEZIONE
37960	15 ml	8023279379600	1
37961	50 ml	8023279379617	1

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

A

CND

W050301020102

EAN / GTIN

8023279379600

CODICE GEF

37960



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697