

GEF Medica

PROVETTA PER CENTRIFUGA 50 ml conica con base non sterile

Dispositivo medico

Classe A

Codice GEF (SKU) **37962**
EAN / GTIN **8023279379624**
Confezione **1**

Provette per centrifughe in polipropilene - graduate con tappo Provetta 50 ml - conica con base (Dimensioni 30x115 mm) Conf. da 500 Non sterili Tutte le provette hanno un'area in cui scrivere e un tappo a vite.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

A

CND

W050301020102

EAN / GTIN

8023279379624

CODICE GEF

37962

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697