



Provetta per Centrifuga 15 Ml - Conica - 17x120mm - Sterile

Codice GEF (SKU) 37965

Provette per centrifughe in polipropilene - graduate con tappo Provetta 15 ml - conica - 17x120 mm Conf. da 1.700 Sterili Tutte le provette hanno un'area in cui scrivere e un tappo a vite.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Provette per centrifughe in polipropilene - graduate con tappo
- Provetta 15 ml - conica - 17x120 mm
- Conf. da 1.700
- Sterili
- Tutte le provette hanno un'area in cui scrivere e un tappo a vite.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37965



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697