



Provetta per Centrifuga 50 Ml - Conica - 30x115mm - Sterile

Codice GEF (SKU) 37966

Provette per centrifughe in polipropilene - graduate con tappo Provetta 50 ml - conica - 30x115 mm Conf. da 500 Sterili Tutte le provette hanno un'area in cui scrivere e un tappo a vite.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Provette per centrifughe in polipropilene - graduate con tappo
- Provetta 50 ml - conica - 30x115 mm
- Conf. da 500
- Sterili
- Tutte le provette hanno un'area in cui scrivere e un tappo a vite.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37966



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697