



## Provetta per Centrifuga 50 Ml - Conica con Base - 30x115 Mm - Sterile

Codice GEF (SKU) 37967

Provette per centrifughe in polipropilene - graduate con tappo Provetta 50 ml - conica con base (Dimensioni 30x115 mm) Conf. da 500 Sterili  
Tutte le provette hanno un'area in cui scrivere e un tappo a vite.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Provette per centrifughe in polipropilene - graduate con tappo
- Provetta 50 ml - conica con base (Dimensioni 30x115 mm)
- Conf. da 500
- Sterili
- Tutte le provette hanno un'area in cui scrivere e un tappo a vite.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**37967**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697