



# Porta Aghi Barraquer Micro C.t.- 13 Cm Punta Lisce

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **38600**EAN / GTIN **8023279386004**Confezione **1**

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD Strumenti di alta gamma con morsi in carburo di tungsteno in acciaio inox AISI 410 con punte solidissime fabbricate in Germania che garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi risultati. Strumenti estremamente affidabili grazie all'elevata resistenza all'uso ed alla corrosione.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**L0205**

EAN / GTIN

**8023279386004**

CODICE GEF

**38600**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697