



PORTA AGHI ARRUGA C.T. curvo punte lisce

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **38611**EAN / GTIN **8023279386110**Confezione **1**

STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD Strumenti di alta gamma con morsi in carburo di tungsteno in acciaio inox AISI 410 con punte solidissime fabbricate in Germania che garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi risultati. Strumenti estremamente affidabili grazie all'elevata resistenza all'uso ed alla corrosione.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L0205

EAN / GTIN

8023279386110

CODICE GEF

38611

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697