



# Peha 991031 Porta Aghi Mayo-hegar

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **38720**EAN / GTIN **4052199221304**Confezione **1**

PORTA AGHI STERILI • Porta aghi Mayo-Hega 12 cm - 991031 - conf. da 25 Strumenti monouso in acciaio inox spazzolato opaco di alta qualità. Prodotti in Europa, offrono prestazioni, tattilità ed eleganza simili a quelle degli strumenti multiuso. Sterili, confezionati singolarmente e pronti all'uso per svariati interventi chirurgici. Consentono un controllo preciso durante le procedure. Il marchio di sicurezza Peha® color lock® consente di differenziarli in modo rapido e affidabile dagli strumenti multiuso.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**V9099**

EAN / GTIN

**4052199221304**

CODICE GEF

**38720**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697