



# Peha Porta Aghi Mayo-Hegar

Dispositivo medico

Classe II A

3 varianti

Codice GEF (SKU) **38721**EAN / GTIN **4052199221267**Confezione **1**

PORTA AGHI STERILI · Porta aghi Mayo-Hegar 14 cm - 991030 - conf. da 25 Strumenti monouso in acciaio inox spazzolato opaco di alta qualità. Prodotti in Europa, offrono prestazioni, tattilità ed eleganza simili a quelle degli strumenti multiuso. Sterili, confezionati singolarmente e pronti all'uso per svariati interventi chirurgici. Consentono un controllo preciso durante le procedure. Il marchio di sicurezza Peha® color lock® consente di differenziarli in modo rapido e affidabile dagli strumenti multiuso.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
38721	991030	4052199221267	1
38720	991031	4052199221304	1
38722	991034	4052199226071	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**V9099**

EAN / GTIN

**4052199221267**

CODICE GEF

**38721**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697