



Peha 991042 Pinza Cocher per Tessuti Retta

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **38735**EAN / GTIN **4052199218489**Confezione **1**

PINZE EMOSTATICHE STERILI • Pinza Kocher per tessuti retta - 14 cm - 991042- conf. da 25 Strumenti monouso in acciaio inox spazzolato opaco di alta qualità. Prodotti in Europa, offrono prestazioni, tattilità ed eleganza simili a quelle degli strumenti multiuso. Sterili, confezionati singolarmente e pronti all'uso per svariati interventi chirurgici. Consentono un controllo preciso durante le procedure. Il marchio di sicurezza Peha® color lock® consente di differenziarli in modo rapido e affidabile dagli strumenti multiuso.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

V9099

EAN / GTIN

4052199218489

CODICE GEF

38735

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697