



Peha 991073 Pinza Adson Anatomica Retta

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **38741**EAN / GTIN **4052199761473**Confezione **1**

PINZE STERILI · Pinza Adson anatomica retta - 12 cm - 991073 - conf. da 40 Strumenti monouso in acciaio inox spazzolato opaco di alta qualità. Prodotti in Europa, offrono prestazioni, tattilità ed eleganza simili a quelle degli strumenti multiuso. Sterili, confezionati singolarmente e pronti all'uso per svariati interventi chirurgici. Consentono un controllo preciso durante le procedure. Il marchio di sicurezza Peha® color lock® consente di differenziarli in modo rapido e affidabile dagli strumenti multiuso.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

V9099

EAN / GTIN

4052199761473

CODICE GEF

38741

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697