



# Peha 991077 Pinza DeBakey Retta

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **38743**EAN / GTIN **4052199761558**Confezione **1**

PINZE STERILI · Pinza DeBakey retta - 15,5 cm - 991077 - conf. da 40  
Strumenti monouso in acciaio inox spazzolato opaco di alta qualità.  
Prodotti in Europa, offrono prestazioni, tattilità ed eleganza simili a  
quelle degli strumenti multiuso. Sterili, confezionati singolarmente e  
pronti all'uso per svariati interventi chirurgici. Consentono un controllo  
preciso durante le procedure. Il marchio di sicurezza Peha® color  
lock® consente di differenziarli in modo rapido e affidabile dagli  
strumenti multiuso.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**V9012**

EAN / GTIN

**4052199761558**

CODICE GEF

**38743**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697