

# Peha 991074 Pinza Adson per Tessuti Retta

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **38745**EAN / GTIN **4052199761510**Confezione **1**

PINZE STERILI · Pinza Adson per tessuti retta - 12 cm - 991074 - conf. da 40 Strumenti monouso in acciaio inox spazzolato opaco di alta qualità. Prodotti in Europa, offrono prestazioni, tattilità ed eleganza simili a quelle degli strumenti multiuso. Sterili, confezionati singolarmente e pronti all'uso per svariati interventi chirurgici. Consentono un controllo preciso durante le procedure. Il marchio di sicurezza Peha® color lock® consente di differenziarli in modo rapido e affidabile dagli strumenti multiuso.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**V9099**

EAN / GTIN

**4052199761510**

CODICE GEF

**38745**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697