



Peha 991079 Pinza Standard per Tessuti Retta

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **38747**EAN / GTIN **4052199761633**Confezione **1**

PINZE STERILI • Pinza standard per tessuti retta - 14 cm - 991079 - conf. da 40 Strumenti monouso in acciaio inox spazzolato opaco di alta qualità. Prodotti in Europa, offrono prestazioni, tattilità ed eleganza simili a quelle degli strumenti multiuso. Sterili, confezionati singolarmente e pronti all'uso per svariati interventi chirurgici. Consentono un controllo preciso durante le procedure. Il marchio di sicurezza Peha® color lock® consente di differenziarli in modo rapido e affidabile dagli strumenti multiuso.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

V9099

EAN / GTIN

4052199761633

CODICE GEF

38747

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697