



FORBICI IRIS STERILI punte acute rette

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **38830**EAN / GTIN **8023279388305**Confezione **1**

• Forbici Iris punte acute - rette - 11,5 cm Una linea completa di strumenti monouso in acciaio inox robusto alternativo rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una parte colorata di blu al fine di evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed è confezionato singolarmente in una busta. Sterilizzazione con raggi gamma. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, SE, HU, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

K01020102

EAN / GTIN

8023279388305

CODICE GEF

38830

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697