



## Forbici Liester Sterili

Dispositivo medico

Classe I S

3 varianti

Codice GEF (SKU) 38840

EAN / GTIN 8023279388404

Confezione 1

• Forbici bende Lister - 14 cm Una linea completa di strumenti monouso in acciaio inox robusto alternativo rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una parte colorata di blu al fine di evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed è confezionato singolarmente in una busta. Sterilizzazione con raggi gamma. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, SE, HU, GR, Arabo.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
38840	14 cm	8023279388404	1
38841	16 cm	8023279388411	1
38842	18 cm	8023279388428	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

K01020102

EAN / GTIN

8023279388404

CODICE GEF

38840



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697