



Pinza Adson Anatomica Sterile Retta

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **38870**EAN / GTIN **8023279388701**Confezione **1**

• Pinza Adson - retta - 12 cm Una linea completa di strumenti monouso in acciaio inox robusto alternativo rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una parte colorata di blu al fine di evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed è confezionato singolarmente in una busta. Sterilizzazione con raggi gamma. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, SE, HU, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

K01020104

EAN / GTIN

8023279388701

CODICE GEF

38870

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697