



Pinza Magill Sterile

Dispositivo medico

Classe I S

2 varianti

Codice GEF (SKU) **38890**EAN / GTIN **8023279388909**Confezione **1**

• Pinza Magill - 20 cm per bambini Una linea completa di strumenti monouso in acciaio inox robusto alternativo rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una parte colorata di blu al fine di evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed è confezionato singolarmente in una busta. Sterilizzazione con raggi gamma. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, SE, HU, GR, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
38890	20 cm - pediatrica	8023279388909	1
38891	25 cm - adulti	8023279388916	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I S

CND

K01020104

EAN / GTIN

8023279388909

CODICE GEF

38890

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697