



## Kit Procedurale Sutura Sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **38951**EAN / GTIN **8023279389517**Confezione **1**

• KIT DI SUTURA - conf. da 25 Il kit include: Forbici da legatura Spencer - rette - 9 cm Pinza Adson dentata - 12 cm Una linea completa di strumenti monouso in acciaio inox robusto alternativo rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una parte colorata di blu al fine di evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed è confezionato singolarmente in una busta.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**K01020199**

EAN / GTIN

**8023279389517**

CODICE GEF

**38951**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697