



Porta-ago Baby-Crile-Wood Durogrip Aesculap in CT Retto

Dispositivo medico

Classe I R

2 varianti

Codice GEF (SKU) 39395

EAN / GTIN 4038653027910

Confezione 1

STRUMENTI AESCULAP IN CT - DUROGRIP® · Porta ago Baby-Crile-Wood Durogrip in CT - retto - 15 cm - BM013R

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
39395	BM013R	4038653027910	1
39396	BM016R	4038653027941	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I R

CND

L0205

EAN / GTIN

4038653027910

CODICE GEF

39395



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697