



Porta-aghi Hegar-Mayo Durogrip Aesculap in CT Retto

Dispositivo medico

Classe I R

2 varianti

Codice GEF (SKU) **39405**EAN / GTIN **4038653028252**Confezione **1**

STRUMENTI AESCULAP IN CT - DUROGRIP® · Porta aghi Hegar-Mayo Durogrip in CT - retto - 15 cm - BM065R

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
39405	BM065R	4038653028252	1
39406	BM066R	4038653028269	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I R

CND

L0205

EAN / GTIN

4038653028252

CODICE GEF

39405

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697