



Porta-aghii Hegar-Olsen Durogrip Aesculap in CT Retto

Dispositivo medico

Classe I R

2 varianti

Codice GEF (SKU) **39410**EAN / GTIN **4038653028498**Confezione **1**

STRUMENTI AESCULAP IN CT - DUROGRIP® · Porta aghi Hegar-Olsen Durogrip in CT - retto - 16,5 cm - BM124R

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
39410	BM124R	4038653028498	1
39411	BM128R	4038653028511	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I R

CND

L0205

EAN / GTIN

4038653028498

CODICE GEF

39410

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE



GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697