



Porta-aggi Hegar-olsen Durogrip Aesculap in Ct Retto Bm128r

Dispositivo medico

Classe I R

Codice GEF (SKU) 39411

EAN / GTIN 4038653028511

Confezione 1

STRUMENTI AESCULAP IN CT - DUROGRIP® · Porta aghi Hegar-Olsen Durogrip in CT - retto - 14,5 cm - BM128R

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I RCND
L0205EAN / GTIN
4038653028511CODICE GEF
39411

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697