



## TORSO DUAL SEX 25 parti

Codice GEF (SKU) 40005

EAN / GTIN 8032622463811

Confezione 1

Questo modellino anatomico in scala reale, di tipo unisex, è formato da 25 parti. L'accuratezza e l'attenzione fino al più piccolo dettaglio di riproduzione rendono i nostri modellini uno strumento essenziale allo studio dell'anatomia. Le strutture più importanti sono numerate ed identificate dai relativi numeri seriali forniti con il prodotto. Inoltre innumerevoli approfondimenti sono forniti dalla guida su Cd-Rom. La testa si presenta in una conformazione aperta che lascia esposta metà del cervello. Il collo è sezionato ventralmente al fine di mostrare al meglio le strutture muscolari, neurali e ghiandolari. Il torace e l'addome, completamente aperti, consentono una visione senza restrizioni degli organi e particolari interni. Sistemi urogenitali maschili e femminili indipendenti possono essere inseriti ed intercambiati all'interno del torso. Le seguenti strutture rimovibili fanno parte della dotazione del modellino anatomico: - Metà cervello, sezionato lungo la fessura longitudinale, completo di strutture interne e vasi sanguigni - Occhi con nervo ottico e muscoli extra oculari - Aorta toracica discendente ed esofago - Polmoni destro e sinistro mostrano albero bronchiale ed elementi vascolari - Cuore in due parti illustra atria, ventricoli, valvole cardiache, e la sezione attraverso il muro ventricolare del cuore. - Metà rene, sezionato lungo il piano frontale al fine di mostrare al meglio le strutture interne e i vasi sanguigni - Rene, uretra e vescica, con prostata (rimovibile in due parti) - Stomaco, visualizza strutture muscolari e vascolari - Pancreas, duodenum e milza con vasi sanguigni e condotti - Fegato con cistifellea - Intestino retto e crasso con copertura rimovibile che rivela la struttura interna del caecum - Organi urogenitali maschili e femminili (ognuno in 4 parti) sezionati lungo la linea mediana. Offrono un'eccellente illustrazione degli organi interni

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 23 x 33 x h 90 cm
- Peso: circa 9,3 kg
- Parti: 25

EAN / GTIN

**8032622463811**

CODICE GEF

**40005**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. **0573 1944697** - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)