



TORSO DUAL SEX APERTO DIETRO 27 parti

Codice GEF (SKU) 40008

EAN / GTIN 8032622464955

Confezione 1

Questo modellino anatomico completo e di dimensioni reali è dotato di una sezione schiena di tipo aperto. Il prodotto, composto da 27 parti individuali, fornisce una riproduzione estremamente realistica delle strutture anatomiche con un livello di dettaglio senza precedenti. Tutti i sistemi dell'organismo presentano una accessibilità integrale. Le strutture più importanti sono numerate ed identificate dai relativi numeri seriali forniti con il prodotto. Inoltre innumerevoli approfondimenti sono forniti dalla guida su Cd-Rom. I modellini anatomici sono senza dubbio un indispensabile strumento all'insegnamento di qualsiasi corso di biologia o anatomia. La schiena aperta espone i differenti strati muscolari, la colonna vertebrale e le relative terminazioni nervose. La testa si presenta aperta, il cervello è totalmente esposto su un lato. Il collo è sezionato al fine di mostrare le strutture muscolari, neurali, vascolari e ghiandolari. Le strutture principali sono numerate ed identificate dai relativi numeri seriali forniti con il prodotto. Inoltre innumerevoli approfondimenti sono forniti dalla guida su Cd-Rom. La schiena aperta permette di mettere in evidenza gli strati muscolari assieme alla colonna vertebrale e alle relative terminazioni nervose. Una vertebra toracica, comprendente una sezione di midollo spinale è rimovibile al fine di consentire un esame accurato di tutti i dettagli anatomici. La testa si presenta in una conformazione aperta che lascia esposta metà del cervello. Il collo è sezionato ventralmente al fine di mostrare al meglio le strutture muscolari, neurali e ghiandolari. Sistemi urogenitali maschili e femminili indipendenti possono essere inseriti ed intercambiati all'interno del torso. Le seguenti strutture rimovibili fanno parte della dotazione del modellino anatomico: - Occhi con nervo ottico e muscoli extra oculari - Metà cervello, sezionato lungo la fessura longitudinale, completo di strutture interne e vasi sanguigni - Trachea - Aorta toracica discendente ed esofago - Polmoni destro e sinistro (formati da 2 parti ciascuno) mostrano albero bronchiale ed elementi vascolari - Fegato con cistifellea - Metà rene, sezionato lungo il piano frontale al fine di mostrare al meglio le strutture interne e i vasi sanguigni - Cuore in due parti illustra chiaramente atria, ventricoli, valvole cardiache, e la sezione attraverso il muro ventricolare del cuore. - Stomaco, sezionato in due parti - Pancreas, duodenum e milza con vasi sanguigni e condotti - Intestino retto e crasso con copertura rimovibile che rivela la struttura interna del caecum - Vertebra toracica (T12) con midollo spinale. - Organi urogenitali maschili e femminili (ognuno in 4 parti) sezionati lungo la linea mediana. Offrono un'eccellente illustrazione degli organi interni

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 23 x 33 h 90 cm
- Peso: circa 9,3 kg
- Parti: 27

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622464955

CODICE GEF

40008



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it