



MODELLO TESTA 4 parti 1X

Codice GEF (SKU) 40010

EAN / GTIN 8032622464122

Confezione 1

Modellino anatomico di dimensioni reali composto da 4 parti, come segue: - Metà cervello, mostra la struttura interna del cerebrum e i relativi vasi sanguigni - Metà cerebellum - Occhio con nervo ottico Il lato destro della faccia è sezionato lungo la linea orizzontale e sagittale. Questo modellino anatomico molti dettagli significativi del cervello e del cranio assieme all'intera cavità oro-nasale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 18 x 25 x h 23 cm
- Peso: 140 g
- Parti: 4
- Ingrandimento: 1X

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622464122

CODICE GEF

40010



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697