



MOD. MUSCOLATURA CORPO UMANO

Codice GEF (SKU) 40019

EAN / GTIN 8032622465129

Confezione 1

Questo modellino anatomico (1/2 rispetto a dimensioni reali) di qualità particolarmente elevata rappresenta una replica completa dell'anatomia muscolare e degli organi umani. Il modellino riproduce nei minimi dettagli i muscoli, tendini, legamenti vasi sanguigni e strutture del corpo superficiali e profonde. Gli organi interni sono amovibili per un esame ravvicinato, questa possibilità consente lo studio delle relazioni tra strutture corporee.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 30 x 33 x h 87 cm
- Peso: 5,3 kg
- Parti: 30

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622465129

CODICE GEF

40019



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697