




MODELLO ORECCHIO LINEA "VALUE" 3 parti 3X

Codice GEF (SKU) 40038

EAN / GTIN 8023279400380

Confezione 1

Modello anatomico di un orecchio, linea Value. Questo modello mostra l'orecchio esternamente, internamente e nella parte intermedia. Il martello, l'incudine e la staffa del timpano sono removibili. Dimensioni: ingrandimento 3X

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279400380

CODICE GEF

40038



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697