



## MODELLO ORECCHIO 3 parti 3X

Codice GEF (SKU) 40041

EAN / GTIN 8032622464054

Confezione 1

Modellino anatomico orecchio, 3 parti 3 volte le dimensioni reali. Questo modellino anatomico mostra i dettagli dell'orecchio interno, medio ed esterno. Il timpano con martello, incudine e staffe sono amovibili. L'altra parte rimovibile è formata dalla coclea e labirinto con nervi vestibolari e cocleari.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 33 x 23 x h 21 cm
- Peso: 1 kg
- Parti: 3
- Ingrandimento: 3X

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622464054

CODICE GEF

40041



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697