




MODELLO LARINGE 5 parti 2X

Codice GEF (SKU) 40058

EAN / GTIN 8032622463644

Confezione 1

Questo modellino in 5 parti è sezionato longitudinalmente al fine di rilevare i dettagli più particolareggiati delle strutture interne, comprendenti l'osso ioide, cartilagini, legamenti, muscoli, casi sanguigni, nervi e ghiandola tiroidea.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 18 x 11 x h 8 cm
- Peso: 450 g
- Parti: 5
- Ingrandimento: 2X
- Montato su base con piedistallo,

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8032622463644

CODICE GEF
40058



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697