



Modello Anatomico Cuore

2 varianti

Codice GEF (SKU) **40071**
EAN / GTIN **8032622463668**
Confezione **1**

Questo modellino anatomico di dimensioni reali è costituito da due parti. La superficie anteriore del cuore può essere rimossa al fine di mostrare i ventricoli sinistro e destro, atria. Illustrazione valvole tricuspide, polmonare, mitrale ed aortica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 11 x 7,5 x h 9,5 cm
- Peso: 0,23 kg
- Parti: 2
- Ingrandimento: 1X

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	VERSIONE	EAN	CONFEZIONE
40071	2 parti 1X	8032622463668	1
40072	4 parti 3X	8032622464146	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8032622463668

CODICE GEF
40071



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697