



## MODELLO CUORE 4 parti 3X

Codice GEF (SKU) 40072

EAN / GTIN 8032622464146

Confezione 1

Il modellino è sezionato lungo il piano anteriore per mostrare le strutture interne che includono le valvole cardiache e la morfologia comparativa dei ventricoli destro e sinistro. L'atrio destro è amovibile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 24 x 25 x h 28 cm
- Peso: 2,9 kg
- Parti: 4
- Ingrandimento: 3X

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622464146

CODICE GEF

40072



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697