



MODELLO CELLULE DEL SANGUE 2.000X

Codice GEF (SKU) 40077

EAN / GTIN 8032622464139

Confezione 1

Ingrandito 2000 volte, questo modello mostra i vari tipi di cellule del sangue, inclusi i globuli rossi, globuli bianchi (linfociti, monociti, neutrofili, eosinofili e basofili) e delle piastrine del sangue.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 58 x 38 x h 7 cm
- Peso: circa 1 kg
- Parti: 1
- Ingrandimento: 2000X

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622464139

CODICE GEF

40077



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697