



MODELLO FEGATO 1,5X

Codice GEF (SKU) 40080

EAN / GTIN 8032622465167

Confezione 1

Questo modellino, ingrandimento 1.5X riproduce un fegato con cistifellea sezionato per mostrare la complessa distribuzione interna delle arterie e condotto bile. I particolari sono mostrati in diversi colori per una maggior chiarezza e facilità di analisi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 28 x 27 x h 14 cm
- Peso: 880 g
- Parti: 1
- Ingrandimento: 1,5X

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622465167

CODICE GEF

40080



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697