



MODELLO PANCREAS 1X

Codice GEF (SKU) 40086

EAN / GTIN 8032622464719

Confezione 1

Rappresentazione accurata del pancreas, della milza e del duodeno. Il pancreas è aperto al fine di illustrare l'intero condotto pancreatico. Il duodeno è parzialmente sezionato per mostrare la sua struttura interna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 16 x 15 x h 23 cm
- Peso: circa 350 g
- Parti: 1
- Ingrandimento: 1X

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622464719

CODICE GEF

40086



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697