




MODELLO VESCICA + PROSTATA 2 parti 3X

Codice GEF (SKU) 40090

EAN / GTIN 8032622464993

Confezione 1

Questo modellino, ingrandito 3 volte, espone la vescica maschile con ghiandola prostatica circostante all'uretra. La sezione mediale mostra le strutture sia interne che esterne della vescica e della prostata, compresi gli orifici degli ureteri e dell'uretra, il dotto deferente, la vescicola seminale, il dotto eiaculatorio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 27 x 20 x h 15 cm
- Peso: 1,2 kg
- Parti: 2
- Ingrandimento: 3X

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622464993

CODICE GEF

40090



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697