



MODELLO RENE 3X

Codice GEF (SKU) 40094

EAN / GTIN 8032622464672

Confezione 1

Questo modellino espone la sezione frontale di un rene ingrandito 3 volte. Il rene è raffigurato completo di capsula renale. Le strutture aggiuntive includono: corticale renale, midollare, piramidi con papille, bacinetto renale parzialmente sezionati, calici renali, uretere, vasi sanguigni, ghiandola surrenale con corticale e midollare. Comprende anche uno schema del corpuscolo renale con il sistema dei dotti collettori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 40 x 15 x h 8 cm
- Peso: 1,2 kg
- Parti: 1
- Ingrandimento: 3X

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032622464672

CODICE GEF

40094



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697