



## MOD. SISTEMA GENITALE FEMMINILE 3 parti

Codice GEF (SKU) 40100

EAN / GTIN 8032622463620

Confezione 1

Questo modellino anatomico di dimensioni reali è formato da 3 parti. Presenta una dissezione lungo la linea mediana sagittale del bacino. Le strutture interne del sistema urogenitale femminile sono rappresentate con un elevatissimo livello di dettaglio. Le parti removibili del modellino anatomico includono metà sistema riproduttivo femminile con utero aperto al fine di consentire una perfetta visione della linea mediana e trasversale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 25 x 16 x h 27 cm
- Peso: 1,3 kg
- Parti: 3
- Ingrandimento: 1X

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
8032622463620

CODICE GEF  
40100



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697